

ноябрь 2012 года

Компания НИКАМЕД представляет последние разработки команды экспертов Rehard Technologies GmbH — трости BRONIGEN BIC-400 для грузных людей и BIC-410 с разгрузочной рукоятью и встроенным устройством противоскольжения!



За последние 20 лет численность пожилых и престарелых людей в России увеличилась более чем вдвое. Изменение социального статуса человека в старости или при наступлении инвалидности, возникновение различных затруднений в социально-бытовой адаптации к новым условиям жизни людей диктуют компаниям-производителям необходимость разработки новых предложений для данной категории населения. Учитывая, что именно граждане пожилого возраста и престарелые инвалиды, а их в стране около 40 млн. человек, формируют устойчивый спрос на технические средства реабилитации с разнообразными свойствами, Rehard Technologies GmbH разработала трости с новыми качественными характеристиками.



Трость инвалидная телескопическая для грузных людей (с нагрузкой до 225 кг), арт. BIC-400

- Трость изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава повышенной прочности.
- Максимальная нагрузка на трость 225 кг. Это позволяет использовать ее людям с большой массой тела.
- Высота трости: 73–95 см. Высота трости регулируется кнопочным фиксатором с шагом в 2,5 см, что создает дополнительное удобство людям различного роста.
- S-образная конструкция трости способствует перераспределению нагрузки с нижних конечностей и увеличению устойчивости при ходьбе грузных людей.
- Ручка выполнена из прочного прорезиненного нескользящего материала, что обеспечивает дополнительный комфорт.
- Опорная насадка резиновая, износостойкая, нескользящая, сменная.
- Страховочный ремешок на кисть помогает удержать трость в руке при передвижении.



Трость инвалидная телескопическая с разгрузочной рукоятью (со встроенным УПС), арт. BIC-410

- Трость изготовлена из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава.
- Высота: 78–102 см. Высота трости регулируется кнопочным фиксатором, с шагом в 2,5 см
- Максимальная нагрузка на трость 110 кг.
- За счет особой формы рукояти, трость оказывает разгрузочное воздействие как на опорную руку, так и на позвоночник и нижние конечности. Анатомическая рукоять минимизирует риск «прокидывания» и способствует лучшей амортизации при ходьбе пациентов с нарушенной способностью к активному самостоятельному передвижению.
- Встроенное устройство противоскольжения (УПС) с удобной системой выдвижения зубца позволяет использовать изделие в любое время года. Благодаря специальному принципу затвора на скользкой дороге можно выдвинуть заостренный штырь из наконечника, а когда в этом нет необходимости перевести штырь в закрытое положение. Аккуратное и компактное приспособление УПС практически не заметно на корпусе изделия.

Расширение ассортимента за счет новых тростей BRONIGEN с улучшенными потребительскими свойствами, позволит увеличить поток покупателей в Ваш салон и повысить продажи.

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

Узнайте подробности у Вашего Менеджера Отдела продаж ООО «НИКАМЕД»
по телефону (495) 609-63-33 или на сайте www.nikamed.ru