

Компания НИКАМЕД представляет новинку BRONIGEN – стул для ванной, арт. BWC-310



Мы часто не осознаём, насколько тяжело инвалиду, пожилому человеку или человеку, страдающему неврологическим расстройством, а также перенесшему травму или операцию, самостоятельно передвигаться, одеваться и раздеваться, мыться, принимать пищу, пить, обеспечивать собственную безопасность – всё то, что здоровый человек выполняет автоматически, не задумываясь.

Забота и уход за таким человеком – достаточно непростая задача, ведь этим людям необходим высокий уровень внимания, заботы и помощи, требующей от родственников или сотрудника патронажной службы физических усилий и напряжения. Для облегчения ухода за таким пациентом компания НИКАМЕД выпустила новое изделие – специальную накладку-стул на ванную.

Описание



- Рама изготовлена из высококачественной хромированной стали.
- Рама имеет раздвижную конструкцию и подходит для всех стандартных ванн.
- Деревянное сидение имеет специальное влагоустойчивое покрытие.
- Регулируемое расстояние между поручнями 67–81 см.
- Ширина сидения 37 см.
- Глубина сидения 28 см.
- Высота поручней 16 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.
- Вес 2,3 кг.

Назначение

Используется для повышения комфорта при принятии водных процедур:

- Ослабленным пациентам в период вертикализации после длительного постельного режима.
- Пациентам, перенесшим инсульт.
- Пациентам с заболеваниями нервной системы, сопровождающимися двигательными расстройствами.
- Пациентам, перенесшим различные травмы.
- Инвалидам, с частично или полностью утраченной способностью к самообслуживанию.
- Пациентам преклонного возраста.
- Здоровым людям и детям.

Расширение ассортимента за счет новых изделий для проведения гигиенических процедур BRONIGEN позволит увеличить поток покупателей и повысить Ваши продажи.

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

Узнайте подробности у Вашего Менеджера Отдела продаж ООО «НИКАМЕД»
по телефону (495) 609-63-33 или на сайте www.nikamed.ru